

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-03-22

Reagenzglasgestell aus Edelstahl
mit 20 Öffnungen Ø18 mm
Best.-Nr.: A000015

Leistungsmerkmale

- Reagenzglas Gestell aus rostfreiem Edelstahl
- passend für Tubes Ø16/17 mm und 15 ml Falcons
- Zwei Haltegriffe, die aus der Wasseroberfläche herausragen, ermöglichen das mühelose Einsetzen und Herausnehmen.
- Griffhöhe: 108 mm
- Bodenabstand: 28 mm



Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

230 x 47 x 185 mm

Material

Edelstahl

Anzahl Proben

20

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser