

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-03-22

Universalaufsatz für Schüttelapparate
VS 15 und Schüttelinkubator VS 60 OI
Best.-Nr.: A000049

Leistungsmerkmale

- Zur sicheren Befestigung praktisch aller Schüttelobjekte
- Bestehend aus 2 Edelstahl-Längsstreben und 6 gummierten Querstangen
- Die Längsstreben können in drei verschiedenen Höhenpositionen (25, 45 und 65 mm über Tablar) montiert werden
- Der Aufsatz wird auf die Kunststoffzapfen der Grundausstattung des Schüttelapparates aufgesetzt

Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)	450 x 450 x 80 mm
Nutzbare Stellfläche Breite	445 mm
Nutzbare Stellfläche Tiefe	400 mm

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser