

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-03-22

Rotunde

18 Bohrungen, D = 11 mm

Best.-Nr.: UG 110

### Leistungsmerkmale

- passend für REJ 1225 G
- Für die Aufnahme von Thermometern oder Messfühlern zu Kalibrierzwecken.
- Rotunde für 18 Proben mit einem Durchmesser von 18 mm.
- Der Einsatz ist drehbar und um 40 mm höhenverstellbar.



### Technische Merkmale

Material

Edelstahl

Außendurchmesser

175 mm

Anzahl Proben

18

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser